

P. O. : _____	Date : _____	N° client : _____
Nom du client : _____	Expédier à : _____	
Adresse : _____	Adresse : _____	
Tél. : _____	Tél. : _____	
Responsable : _____	Responsable : _____	
Courriel : _____	Étiquetage : _____	



Caractéristiques standard

- Comfort Tension Seating®
- Capacité de 300 livres
- Siège inclinable à toutes les positions jusqu'à 40°
- Se met en position de Trendelenburg
- S'allonge à toutes les positions jusqu'à 90°
- Repose-jambes éleveurs articulés
- 2 x roues arr. de 6", autobloquantes
- 2 x roulettes 5", autobloquantes
- Accoudoirs amovibles et pivotants, à haut. réglable
- Structure tubulaire en acier peint

Fauteuil de transport Elite - Modèle : 785 WC19 Prix suggéré 3740 \$

(Conforme à la norme WC19 pour transport avec contentions - Installé en usine seulement)

Options pour siège et dossier

Largeur du siège :	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22" <input type="radio"/> 24"	incl. 395 \$ 895 \$	Prof. du siège :	<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5"	Standard incl.
Hauteur du siège :	<input type="radio"/> 20,5"	Standard	Longueur du dossier :	<input type="radio"/> 32" <input type="radio"/> 33,5" <input type="radio"/> 35"	Standard 95 \$ 95 \$

Roues avant

Options pour roues

Roues arrières

<input type="radio"/> Roulettes 5", autobloquantes toutes positions	Standard	<input type="radio"/> Roulettes 6", autobloquantes toutes positions	Standard
<input type="radio"/> Roulettes en aluminium 5", non autobloquantes (avec roues mag arrières seules.)	190 \$	<input type="radio"/> Roues mag 14" <input type="radio"/> Roues mag 14" (milieu)	315 \$
<input type="radio"/> Roulettes doubles de 5"	190 \$	<input type="radio"/> Roues mag 20"	315 \$
		<input type="radio"/> Extensions pour blocage des roues (paire)	60 \$

Options pour repose-pieds à hauteur réglable (choisir un)

<input type="radio"/> Repose-pieds ajustable en 2 sections (non offert pour siège de 16")	Standard
(Nombre de courroies) <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	
<input type="radio"/> Repose-pieds ajustable en 1 section	incl.
(Nombre de courroies) <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	

Options d'accoudoirs et appui-bras

Options d'appui-bras :	<input type="radio"/> Appui-bras moelleux	Standard	Accoudoirs :	<input type="radio"/> Accoudoirs à hauteur réglable	Standard
<input type="radio"/> Appui-bras longs	40 \$	Fixation :	<input type="radio"/> Accoudoirs fixés au siège	Standard	
<input type="radio"/> Appui-bras coussinés (paire)	75 \$	<input type="radio"/> Accoudoirs fixés à la base	incl.		

Couleurs

Ceinture :	<input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Vert	incl. incl.	Rembourrage :	<input type="radio"/> Bordeaux <input type="radio"/> Charbon <input type="radio"/> Météore <input type="radio"/> Bleu saphir	incl. incl.
Structure :	<input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Noir	incl.			

Coussins – Choisir option 1 OU option 2

Option 1 - Coussins BRODA traditionnels incl.

Coussins BRODA :

Coussins BRODA : Appui-tête, coussins pour épaule et butées, repose-pieds et mollets, coussins lat. inférieurs et sup., siège et dossier coussinés avec housse

Housse pour Ratine grise Ratine blanche Vinyle incl.

siège et dossier : Recouvrement complet en vinyle 95 \$

Coussins Standard petit Arrondis petit ACC petit incl.

pour épaules : Standard long Arrondis long ACC long 130 \$

Ensemble Couvre-butées (long), ceinture abducteur, repose-pieds (long) 515 \$

de coussins HSP : Repose-pieds fixe en option incl.

Option 2 - BRODA APP (ensemble de positionnement)

Coussins BRODA APP : Siège coussiné, support dorsal et appui-tête, support pour les mollets et les pieds, coussins lat. sup. et inf.

Largeur du siège :

Prof. du siège :

16" 18" 20" 522 \$

22" 24" 17" 19" 21" 522 \$

Options supplémentaires :

Directives de livraison ou demandes particulières :

Total : \$