

BRODA SEATING INC.

Quand le confort est une priorité

560 Bingemans Centre Drive, Kitchener, ON Canada N2B 3X9



Tél. : 1-844-552-7632

Télé. : 844-442-7632

www.brodaseating.com

Formulaire de commande - Canada

Date : _____

Nom du client : _____ Tél. : _____ Bon de commande : _____

Responsable : _____ Téléc. : _____

Adresse : _____ Courriel : _____

Expédier à : _____ Tél. : _____

Fauteuil inclinable Comfort-Tilt - Modèle : 587.... 2,595 \$

STYLE D'ACCOUDOIR

Hauteur ajustable, amovible..... incl.

REPOSE-PIEDS

Angle ajustable, repliable incl.

EXTENSIONS POUR BLOCAGE DES ROUES

Extensions pour blocage des roues, paire..... incl.

LARGEUR DU SIÈGE

- 16"..... incl.
- 18"..... incl.
- 20"..... 195 \$
- 22"..... 195 \$

PROFONDEUR DU SIÈGE

- 16"..... incl.
- 17"..... incl.
- 18"..... incl.
- 19"..... incl.
- 20"..... incl.

ANGLE DU DOSSIER

- 5° incl.
- 10° incl.
- 15° incl.
- 20° incl.

FIXATIONS AVANT (choisir une option)

- Fixation pivotante 75° incl.
- Fixation pivotante 60°..... incl.
- Repose-jambes à hauteur ajustable, pivotant.... 325 \$

STYLE DE FIXATION AVANT

- Enfichable (droit ou courbé) (cercle)..... incl.
- Tige et courroie (droit ou courbé) (cercle)..... incl.

Caractéristiques standard

- Structure tubulaire en acier peinte par pulvérisation
- Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 45°
- Accoudoirs amovibles à hauteur réglable (Ajustement : 9" - 14" à partir du siège)
- Dispositifs antibasculement ajustables
- Profondeur du siège ajustable : 16" - 20"
- Hauteur du siège ajustable : 14" - 19"
- Choix de dimensions de roues, roulettes et chapes
- Freins verrouillables
- Repose-pieds pivotants enfichables (Longueur ajustable jusqu'à 4,5")
- Palette à angle ajustable en aluminium
- Panneaux latéraux rembourrés
- Extensions de blocage pour roues mag
- Angle du dossier ajustable
- Capacité de 250 livres

ACCESSOIRES

- Plateau de positionnement 18", 20", 22".... 290 \$
- Plateau de positionnement 16" 360 \$
- Plateau de positionnement transparent 18", 20", 22".. 350 \$
- Couvre-plateau rembourré..... 170 \$
- Poteau pour soluté..... 180 \$
- Support à oxygène..... 200 \$
- Ceinture de sécurité à 2 points..... 26 \$

OPTIONS POUR REPOSE-PIEDS

- Repose-talon (paire) 20 \$
(offert seulement avec le repose-pied à angle ajustable)
- Panneau repose-jambe (pour soutien des mollets) 60 \$
- Repose-pieds 110 \$
- Support pour jambes (une pièce)..... 225 \$

BRODA SEATING INC.

Quand le confort est une priorité

560 Bingemans Centre Drive, Kitchener, ON Canada N2B 3X9



Tél. : 1-844-552-7632

Télec. : 844-442-7632

www.brodaseating.com

Formulaire de commande - Canada

Consulter le tableau de combinaison siège/roues pour sélectionner :

HAUTEUR DU SIÈGE

HAUTEUR

- 14"
- 15"
- 15,5"
- 16"
- 16,5"
- 17
- 17,5"
- 18"
- 19"

ROUES ARRIÈRES

- Mag 20" montées à l'arrière
- Mag 22" montées à l'arrière
- Mag 24" montées à l'arrière

ROULETTES AVANT

- 5"
- 6"
- 8"

CHAPES DE ROULETTE POSITION ROUES MAG

- Petit
- Moyen

- A (plus avancée et manoeuvrable)
- B
- C
- D* (plus reculée et stable)

587V3: SEAT HEIGHT & WHEEL COMBINATIONS								
SEAT HEIGHT	MAG WHEEL	CASTER WHEEL	CASTER FORK	MAG PLATE HOLE #	CASTER FORK HOLE #	ANTI-TIPPER MOUNT	ANTI-TIPPER HOLE #	SEAT TAB
14"	20	5	SMALL	1	1	TOP	3	2
15"	20	5	SMALL	2	2	TOP	2	1
	22	5	SMALL	1	2	TOP	2	1
15.5"	20	6	MEDIUM	2	1	TOP	2	1
	22	6	MEDIUM	1	1	TOP	2	1
	24	6	SMALL	1	2	TOP	1	1
	24	5	MEDIUM	1	2	TOP	1	1
16"	24	6	MEDIUM	1	1	TOP	1	1
	20	5	SMALL	3	3	TOP	1	1
	20	5	MEDIUM	3	3	TOP	1	1
	20	6	MEDIUM	3	2	TOP	1	1
	22	5	SMALL	2	3	TOP	1	1
	22	6	SMALL	2	2	TOP	1	1
	22	5	MEDIUM	2	3	TOP	1	1
16.5"	22	6	MEDIUM	2	2	TOP	1	1
	24	5	SMALL	1	3	TOP	1	1
	20	6	SMALL	3	3	TOP	1	1
	24	6	SMALL	2	3	BOTTOM	3	1
17"	24	5	MEDIUM	2	4	BOTTOM	3	1
	24	6	MEDIUM	2	3	BOTTOM	3	1
	20	5	MEDIUM	4	5	BOTTOM	3	1
	20	6	MEDIUM	4	4	BOTTOM	3	1
17.5"	22	5	MEDIUM	3	5	BOTTOM	3	1
	22	6	MEDIUM	3	4	BOTTOM	3	1
	20	8	SMALL	4	3	BOTTOM	3	1
	22	8	SMALL	3	3	BOTTOM	3	1
18"	24	8	SMALL	3	3	BOTTOM	2	1
	24	6	MEDIUM	3	5	BOTTOM	2	1
	24	8	MEDIUM	3	3	BOTTOM	2	1
	20	8	MEDIUM	5	4	BOTTOM	2	1
19"	22	8	MEDIUM	4	4	BOTTOM	2	1
	24	8	MEDIUM	4	5	BOTTOM	1	1

Hole numbering begins at the top of the plate, fork and anti-tipper. Hole number 1 is the uppermost hole.

Do not use the rear most vertical row/column of holes on the mag plate for 20" mag wheels

Form08CONFIG- 404 587V3 Rev. 1